

# dental resin

強く、しなやかで、低臭気。  
OkaChemi の歯科用レジン。



## 水洗いレジン




歯科模型用

WX-BE (ベージュ)

- 曲げ強度 100MPa以上
- 曲げ弾性率 2300MPa以上
- 臭気 : 一般レジンやIPAに比べ低臭気
- 洗浄性 : 水・温水、洗剤で洗浄が可能 (IPAでも可)
- 耐熱性 : 220℃、5分
- 水分率 : 1%以下 (24h浸漬)
- プリンター : DLP、LCDともエントリモデルで高精細

## IPA 洗浄レジン




歯科模型 (スタディモデル) 用  
石膏ライクのホワイト色

DX-W (白)



サージカルガイド用 無色透明


DX-SG (クリア)



アライナー用 柔軟性


DX-DA (クリア)

- 曲げ強度 40MPa 以上
- 曲げ歪み (%) 15%以上



スプリント用 無色透明

DX-SP (クリア)



歯科模型用 スタンダード色

DX-BE (ベージュ)

● 曲げ強度 100MPa 以上 ● 曲げ弾性率 2300MPa 以上 ● 曲げ歪み (%) 15%以上

● 臭気: 一般レジンやIPAに比べ低臭気 ● 耐熱性・熱特性: 220℃、5分 ● 水分率: 1%以下 (24h浸漬)

● プリンター: DLP、LCDともエントリモデルで高精細

岡本化学工業株式会社

埼玉県蕨市中央 2-6-4 PHONE (048)431-4816

E-mail: support@okachemi.com URL <https://www.okachemi.com/>